

## [China 500ml Tüllenbeutel-Fabrik](#)

Kunststoff-Tüllenbeutel, Flüssigkeitsnachfüllungen, Stand-Up-Verpackungsbeutel mit Eckauslauf

Passen Sie den Stil, das Material, die Dicke, die Größe, die Versiegelung, das Aufhängeloch usw. der Tasche an Ihre Bedürfnisse an.

### Produktbeschreibung

## Produktbeschreibung

<b>Produktname</b>	50 ml 100 ml 250 ml 500 ml Silberne Aluminiumfolie Flüssigkeit Stehauslaufbeutel mit Eckauslauf
<b>Material</b>	Laminiertes Material, als Bedarf des Kunden
<b>Größe / Logo</b>	Wie angepasst
<b>Dicke</b>	20-200 Mikron, auch nach Kundenwunsch
<b>Stil</b>	Ausgussbeutel, auch nach Kundenwunsch
<b>Drucken</b>	Ja, Tiefdruck
<b>Menge</b>	10.000 STK
<b>Einzelpreis</b>	Abhängig von Ihrer Taschenspezifikation. (Je mehr Menge, desto besserer Preis)
<b>Design-Datei</b>	AI, PDF, CDR oder hochauflösendes JPG

## [China Folienbeutel Hersteller](#)


SaniSwiss Multi-Purpose Bio SaniSwiss is a versatile antimicrobial for the disinfection and cleaning of all surfaces, skin and air. It does not foam and requires no rinsing. With its patented biotechnology, SaniSwiss Bio SaniSwiss is free of alcohol, aldehyde, biguanide, chlorine, phenol, VOC (Volatile Organic Compounds) and other hazardous chemicals or compounds. Safe for babies and adults.

**Meets EU standards ENs**

ACTIVE AGAINST	ACCORDING TO STANDARDS
BACTERICIDE	EN 1040, EN 1275, EN 13697, EN 13727
FUNGICIDE	EN 16615
YEASTICIDE	EN 1275, EN 13624, EN 13697
MYCOBACTERICIDE	EN 14348
VIRUCIDE	EN 14476 + A1



**Origin:**

Switzerland 

**Direction:**

Shake well. Spray directly on surface, skin or air. No need to rinse.

**Ingredients:**

Aqua, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1, 3- diamine, non ionic surfactant, EDTA and salt

**Caution:**

Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help.

**Distributor:**

SaniSwiss Trading Limited  
Flat F, 11/F, Haribest Industrial Building, 45-47 Au Pui Wan St,  
Fotan, Hong Kong  
Tel: +852 35684743

[www.sanisswisscnzhe.hk](http://www.sanisswisscnzhe.hk)



**SaniswISS**  
MULTI-PURPOSE  
BIO SANITIZER

by Swiss BioTechnology



- + Kill 99.999% of germs
- + Food contact approved
- + Alcohol, VOC free

 PRODUCT OF SWISS

500 ml

saniSWISS  
MULTI-PURPOSE  
BIO SANITIZER  
by Swiss BioTechnology



- Kill 99,999% of germs
- Food contact approved
- Alcohol, VOC free

🇨🇭 PRODUCT OF SWISS

500 ml



## Produktionsprozess

# Produktionsprozess

Rohmaterial buchen ⇒ Druckplatten herstellen ⇒ Drucken ⇒ Laminieren ⇒ Trocknen ⇒ Längsschneiden ⇒ Beutelschneiden ⇒ Verpacken



Raw material



Print moulds



Printing



Laminating



Drying room



Slitting



Cutting



Packaging



# Verpackung & Lieferung

## Verpackung

### Standard-Exportverpackung

Unserer 50 Stück oder 100 Stück in einem Bündel (je nach Größe des Beutels) (abhängig von der Beutelgröße),  
c



## Lieferung

Unten ist der Vorschlag für die Versandart:

0,5 kg - 120 kg, Versand per Express von Tür zu Tür  
120 kg - 400 kg, Versand per Flugzeug, Abholung am Flughafen  
über 400 kg, Versand per Schiff, Abholung am Seehafen

Wir können auch nach Ihren Wünschen versenden.



## Über uns


---

# Über uns

Shenzhen Panxin Industry Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und ist auf die Herstellung und den Export verschiedener Arten von Plastikverpackungsbeuteln spezialisiert. Unser Werkstattbereich ist mehr als 2.000 Quadratmeter groß und bietet eine wunderschöne Umgebung, fortschrittliche computergesteuerte Druckgeräte, Verpackungsgeräte, Fertigungshilfsgeräte und hervorragende Drucktechnologie sowie ein professionelles Serviceteam und einen modernen Unternehmensverwaltungsmodus. Darüber hinaus haben wir unabhängige Export- und Importrechte.

# Zertifikatsanzeige





## FAQ

# FAQ

### 1. Was ist Ihr MOQ?

A: Das MOQ beträgt normalerweise 10.000 bis 50.000 Stück, abhängig von der Verpackungsgröße.

### 2. Was ist die Vorlaufzeit?

A: Es sind 15-18 Werktagen wie üblich.

### 3. Fallen Druckplattenkosten für Taschen an?

A: Wenn die Tasche bedruckt werden muss, wird die Gebühr für die Druckformen erhoben.

Die Anzahl der Druckformen hängt von der Farbe des Drucks ab.

#### 4. Ist eine Probe verfügbar?

A: Ja, wir können Ihnen kostenlose Lagermuster mit demselben Material als Referenz zur Verfügung stellen.

Für die gleiche Größe können wir die durchsichtigen Beutel für Sie zum Testen herstellen.

Für Design und Farbe können wir Ihnen den Design-Proof zur Bestätigung zusenden.

Die oben genannten sind kostenlos, es werden nur Versandkosten benötigt. Wenn tatsächlich Vorproduktionsmuster mit Druck hergestellt werden sollen, muss die Druckformgebühr neben den Musterkosten bezahlt werden.

#### 5. Welche Formate stehen Ihnen für die Grafikgestaltung zur Verfügung?

A: AI (Adobe Illustrator), CDR oder PDF, solange es bearbeitet werden kann.

Wir verwenden CMYK-Muster, Farbe könnte CMYK + Weiß + Pantone-Farbe sein.

Wenn Sie immer noch keine Grafik erstellen, können wir Ihnen eine leere Vorlage anbieten, auf der Sie ein Design erstellen können.

#### 6. Warum wir?

A: Wir sind die Manufaktur, die sich seit mehr als 15 Jahren auf Druck und Verpackung spezialisiert hat. Wir haben eine eigene Fabrik und können Ihnen einen direkten Preis anbieten. Ihre Geschäftsbeziehung mit uns wird Dritten gegenüber vertraulich behandelt. Wir sind vertrauenswürdig, arbeiten Sie mit uns zusammen, Ihr Geschäft und Ihr Geld sind sicher!

Begrüßen Sie Ihre Anfrage, wir bieten Ihnen einen zufriedenstellenden Service!